




Preparazione (strumenti diamantati)
Preparación (instrumentos diamantados)
Preparação (instrumentos diamantados)




Finitura (Strumenti diamantati)
Acabado (instrumentos diamantados)
Acabamento (Instrumentos diamantados)




Escavazione (strumenti in tungsteno o acciaio)
Excavación (instrumentos de carburo de tungsteno y acero)
Escavação (instrumentos de carbeto de tungstênio e aço)




Finitura (strumenti in tungsteno)
Acabado (instrumentos de carburo de tungsteno)
Acabamento (instrumentos de carbeto de tungstênio)




Preparazione e separazione (strumenti in tungsteno)
Preparación & Separación (instrumentos de carburo de tungsteno)
Preparação & Separação (instrumentos de carbeto de tungstênio)




Lucidatura e profilassi
Pulido y profilaxis
Polimento e profilaxia



Chirurgia (gambo FG)
Cirurgía (vástago FG)
Cirurgia (haste FG)



Chirurgia (gambo per manipolo e contrangolo)
Cirurgía (vástago para pieza de mano y contraángulo)
Cirurgia (haste para peça de mão e contra-ângulo)



La non osservanza delle velocità massime permesse aumenta i rischi della sicurezza.

La no-observación de las velocidades máximas permitidas aumenta el riesgo de lesiones.

Não obedecer às recomendações do fabricante no tangente às velocidades máximas de trabalho dos instrumentos aumenta o risco de acidentes.

| ISO | Frese di carburo PM TC Fresas PM Fresas TC - PM | Frese di carburo PM TC Fresas PM Fresas TC - PM | Diamanti PM Diamantes PM Diamante PM | Abrasivi di ceramica Abrasivos cerámicos Abrasivos Verde, Verde, Verde Rosa, Rosa, Rosa | Abrasivi di ceramica Abrasivos cerámicos Abrasivos Marrone, Marrón, Castanho | Frese d'acciaio Fresas acero Fresas em aço |
|-----|---|---|--|---|--|--|
| | U max. giri/min / r.p.m. / r.p.m | U max. giri/min / r.p.m. / r.p.m. | U max. giri/min / r.p.m. / r.p.m. | U max. giri/min / r.p.m. / r.p.m. | U max. giri/min / r.p.m. / r.p.m. | U max. giri/min / r.p.m. / r.p.m. |
| 005 | | 5.000 - 50.000 | | | | 50.000 |
| 006 | | 5.000 - 50.000 | | | | 50.000 |
| 007 | | 5.000 - 50.000 | | | | 50.000 |
| 008 | | 5.000 - 50.000 | | | | 50.000 |
| 009 | | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 50.000 |
| 010 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 50.000 |
| 012 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 50.000 |
| 014 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 50.000 |
| 016 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 50.000 |
| 018 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 30.000 |
| 021 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 30.000 |
| 023 | 5.000 - 40.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | | | 30.000 |
| 025 | 15.000 - 30.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | | 30.000 |
| 027 | 15.000 - 30.000 | 5.000 - 50.000 | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | | 30.000 |
| 029 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | | 25.000 |
| 031 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | | 25.000 |
| 033 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | | 25.000 |
| 035 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | 20.000 |
| 037 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | 20.000 |
| 040 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | 20.000 |
| 042 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 045 | 15.000 - 30.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 047 | | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 050 | 15.000 - 20.000 | | 5.000 - 45.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 055 | 15.000 - 20.000 | | 5.000 - 30.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 060 | 15.000 - 20.000 | | 5.000 - 30.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 065 | 15.000 - 20.000 | | 5.000 - 30.000 | 20.000 - 30.000 | 30.000 - 50.000 | |
| 070 | 15.000 - 20.000 | | 5.000 - 30.000 | 20.000 - 30.000 | | |
| 075 | 15.000 - 20.000 | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 080 | 15.000 - 20.000 | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 085 | | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 090 | | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 095 | | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 100 | | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 110 | | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 120 | | | | 20.000 - 30.000 | | |
| 130 | | | | 20.000 - 30.000 | | |